

Contactgegevens

Algemeen

0800 8 55 22
info@gerustzorgcentrale.be
Gerust zorgcentrale,
Nonnenstraat 12/1 - 2200 Herentals

Provincie Antwerpen

014 24 41 07
antwerpen@gerustzorgcentrale.be
Gerust zorgcentrale,
Nonnenstraat 12/1 - 2200 Herentals

Provincie Limburg

089 55 84 80
limburg@gerustzorgcentrale.be
Gerust zorgcentrale,
Welzijns-campus 25 - 3600 Genk

Provincie Oost-Vlaanderen

09 26 56 900
oostvlaanderen@gerustzorgcentrale.be
Gerust zorgcentrale,
Jenny Tanghestraat 2 - 9050 Gent (Ledeberg)

Provincie Vlaams-Brabant

016 66 06 03
vlaamsbrabant@gerustzorgcentrale.be
Gerust zorgcentrale,
Staatsbaan 4 A - 3210 Lubbeek

Provincie West-Vlaanderen

050-63 40 04
westvlaanderen@gerustzorgcentrale.be
Gerust zorgcentrale,
Annuntiatenstraat 47 - 8000 Brugge

V.U.: Steven Hermans, Gerust Zorgcentrale vzw, Nonnenstraat 12/1, 2200 Herentals - december 2021

Mobiel personenalarm

Gebruikershandleiding



gerust

gerust

HOE MAAK JE EEN ALARMOPROEP?

- Om een alarm te maken houd je de SOS-knop 3 seconden ingedrukt. (1)



- Wanneer het toestel trilt en je een pieptoon hoort, laat je de knop los. Het alarm gaat nu door naar de zorgcentrale.
- Na maximaal 1 minuut hoor je een computerstem. Het toestel belt nu de Gerust zorgcentrale.

- Via de luidspreker aan de achterkant kan je spreken en ons horen. (2)



- Vertel waarom je alarm maakte.
- Onze zorgcentrale stuurt zo snel mogelijk hulp naar de plaats van het alarm.
- Je moet nu niets meer doen, het toestel staat weer uit.
- Is de hulp ondertussen aangekomen, maak dan opnieuw alarm. Zo kan de zorgcentrale je melding helemaal afronden.

LAMPJES EN KNOP

- Lampje brandt continu: het apparaat wordt opgeladen
- Blauw lampje knippert snel: de batterij is bijna leeg
- Blauw lampje knippert traag: toestel is opgeladen en verbonden
- SOS-knop: 3 seconden blijven induwen tot het apparaat trilt.



OPLADEN

Plaats het apparaat zo in de lader dat de 4 bolletjes (4) van het apparaat contact maken met de 4 pinnetjes van de lader.

Lampje oplaadstation (3)

Rood lampje brandt fel: het apparaat wordt opgeladen.
Rood lampje brandt zwak: het apparaat is klaar met opladen.

We raden aan om het toestel **dagelijks een half uur tot één uur** op te laden. Maak er een gewoonte van. Bv. tijdens het ontbijt, tijdens het wassen, ...

AANDACHTSPUNTEN

Het apparaat is **spatwaterbestendig**, maar mag niet onder een straal water gehouden worden of ondergedompeld worden.

Zorg ervoor dat je je toestel correct gebruikt. Bij beschadiging door oneigenlijk gebruik van het toestel of de zender of bij verlies moeten we je de kosten aanrekenen.

Gelieve de zorgcentrale steeds te informeren wanneer:

- je verhuist, met vakantie vertrekt of er een ziekenhuisopname is gepland.
- een van de hulpverleners tijdelijk niet bereikbaar zal zijn, bv. wegens vakantie.