

## Contactgegevens

### Algemeen

0800 8 55 22  
info@gerustzorgcentrale.be  
Gerust zorgcentrale,  
Nonnenstraat 12/1 - 2200 Herentals

### Provincie Antwerpen

014 24 41 07  
antwerpen@gerustzorgcentrale.be  
Gerust zorgcentrale,  
Nonnenstraat 12/1 - 2200 Herentals

### Provincie Limburg

089 55 84 80  
limburg@gerustzorgcentrale.be  
Gerust zorgcentrale,  
Welzijns-campus 25 - 3600 Genk

### Provincie Oost-Vlaanderen

09 26 56 900  
oostvlaanderen@gerustzorgcentrale.be  
Gerust zorgcentrale,  
Jenny Tanghestraat 2 - 9050 Gent (Ledeberg)

### Provincie Vlaams-Brabant

016 66 06 03  
vlaamsbrabant@gerustzorgcentrale.be  
Gerust zorgcentrale,  
Staatsbaan 4 A - 3210 Lubbeek

### Provincie West-Vlaanderen

050-63 40 04  
westvlaanderen@gerustzorgcentrale.be  
Gerust zorgcentrale,  
Annuntiatenstraat 47 - 8000 Brugge

V.U.: Steven Hermans, Gerust Zorgcentrale vzw, Nonnenstraat 12/1, 2200 Herentals - december 2021

# Personenalarm via vaste telefoonlijn

## Gebruikershandleiding



gerust

gerust

## HOE MAAK JE EEN ALARMOPROEP?

Om een alarm te maken druk je op de grote **rode knop** of op de knop op je **hanger**. (1)



Het toestel maakt verbinding met onze Gerust zorgcentrale.

Via de luidspreker aan de voorkant van het toestel kan je spreken en ons horen.

Vertel waarom je alarm maakte. Onze zorgcentrale stuurt zo snel mogelijk hulp of geeft je de nodige instructies om het toestel af te zetten.

## TERUGMELDING DOOR DE HULPVERLENER

Als het alarm is afgesloten, zal de **grijze knop (2) met letter S** blauw oplichten. Wanneer de hulp is aangekomen, drukt hij of zij op deze knop. Zo kan de zorgcentrale je melding helemaal afronden.



## AANDACHTSPUNTEN

- **Trek NOOIT de stekker uit het stopcontact!** Bij uitval of afsluiten van netspanning zal het ledlampje onder de blauwe knop knipperen. Het toestel zegt één keer 'stroomonderbreking'.
- **Trek NOOIT de telefoonkabel uit het toestel!** Bij een telefoononderbreking knippert het ledlampje onder de blauwe knop. Het toestel zegt één keer 'storing telefoonleiding'.
- **Zorg ervoor dat je je PAS-toestel en zender correct gebruikt.** Zorg er bv. voor dat er geen water in het PAS-toestel komt, dat je niets boven op het toestel plaatst, dat je het toestel niet afdekt,... Bij beschadiging door oneigenlijk gebruik van het toestel of de zender of bij verlies moeten we je de kosten aanrekenen.
- **Neem je zender nooit mee buitenshuis.**
- **Leg je gsm of draagbaar telefoontoestel niet te dicht bij je PAS-toestel.**
- **Gelieve de zorgcentrale steeds te informeren wanneer:**
  - je verhuist, met vakantie vertrekt of er een ziekenhuisopname is gepland.
  - een van de hulpverleners tijdelijk niet bereikbaar zal zijn, bv. wegens vakantie.